

Holter Cardiac Patch



Il primo Holter ECG completamente indossabile che si applica in meno di 60 secondi.



Monitoraggio cardiaco

L'esame permette di registrare l'attività elettrica del cuore in maniera continua consentendo la diagnosi delle principali aritmie cardiache fino a **5 giorni di registrazione** con una sola pila.



Applicazione in 60 secondi



Senza cavi



Da 1 a 5 giorni di registrazione



100 grammi

L'Holter Cardiac con meno di 100 grammi di peso



1. **Posizionamento** al centro del petto e e posizionamento del quarto elettrodo

2. **Accensione** e avviamento della registrazione da condurre a casa

3. **Smontaggio** dell'Holter ECG a fine esame ed invio dei dati per la refertazione

4. **Ricezione** del referto specialistico mediamente in 24 ore dalla centrale di refertazione

Caratteristiche



Refertazione specialistica in poche ore: la centrale di refertazione è in grado di gestire l'esame con massima reattività e restituire un referto specialistico mediamente in 24 ore.



Completamente indossabile: nessuna giungla di cavi o dispositivi da portare in vita. L'Holter Cardiac di MedEA non si sente addosso.



Installazione del dispositivo rapida: meno di un minuto per l'applicazione.



Qualità del tracciato: il contatto diretto con gli elettrodi permette una registrazione diretta della traccia ECG garantendo una del tracciato ECG a 3 derivazioni superiore alla norma.



Stabilità di registrazione: la riduzione del numero di cavi e lo schema di applicazione del dispositivo consente di ridurre al minimo il rischio di interruzione dell'esame per distacco prematuro degli elettrodi.